

# Champions OP-Box wurde erweitert

Champions-Implants hat sein OP-Set um drei Einbringhilfen für BioWin!-Keramik-Implantate und außerdem um neue Condenser erweitert.

Ein- und zweiteilige BioWin!-Keramik-Implantate stehen jeweils in den Durchmessern 4.1, 4.5 und 5,0 mm und den Längen, 11 und 13 mm zur Verfügung. Für das Einbringen wird – je nach Implantatdurchmesser – eines der beiden Insertionstools benötigt, die beide dem erweiterten OP-Tray beiliegen.

## Auch neue Condenser



Besondere Bedeutung kommen beim minimal-invasiven Implantationsprotokoll „MIMI“ den Condensern zu, mit denen ein weicher

spongiöser D3 & D4-Knochen durch laterale Verdichtung in einen D2-Knochen überführt wird. Deshalb können Champions Implantate auch in einem weichen Knochen primärstabil inseriert werden. Die Condenser stehe jetzt in den Durchmessern 2.4, 2.8, 3.0, 3.3, 3.8, 4.3 und 5.3 mm zur Verfügung und können zur Insertion der ein- und zweiteiligen Titan- und Keramik-Implantate verwendet werden.

Mehr über diese Champions Produktneuheiten, das MIMI-Protokoll und die Corticalis geführte CNIP-Navigation finden Sie auf der Webseite von Champions Implants GmbH. ■

## Weitere Informationen:

Champions-Implants GmbH,  
Champions Platz 1  
D-55237 Flonheim,  
Tel. 0 67 34/91 40 80  
Mail: [info@champions-implants.com](mailto:info@champions-implants.com)  
[www.champions-implants.com](http://www.champions-implants.com)



(v.li): Die Bio Win!-Einbringhilf, die neuen Condenser und der OP-Tray © Champions Implants