

Promotion

DIE EXZELLENZPRAXIS

FÜR ALLE ZAHNARZTPRAXEN IN BERLIN



Die Champions OP-Box – jetzt auch für Keramik-Implantate

Champions OP Tray

Champions-Implants hat sein OP-Set um drei Einbringhilfen für BioWinl-Keramik-Implantate sowie um neue Condenser erweitert.

Ein- und zweiteilige BioWinl-Keramik-Implantate stehen jeweils in den Durchmessern 4,1 · 4,5 und 5,0 mm und den Längen 9 · 11 und 13 mm zur Verfügung. Für das Einbringen wird – je nach Implantatdurchmesser – eines der beiden Insertionstools benötigt, die beide dem erweiterten OP-Tray beiliegen.

Besondere Bedeutung kommen beim minimal-invasiven Implantationsprotokoll „MIMI“ den Condensern zu, mit denen ein weicher spongöser D3 & D4-Knochen durch laterale Verdichtung in einen D2-Knochen überführt wird. Deshalb können Champions Implantate auch in einem weichen Knochen primärstabil inseriert

werden. Die Condenser stehen jetzt in den Durchmessern 2,4 - 2,8 - 3,0 - 3,3 - 3,8 - 4,3 und 5,3 mm zur Verfügung und können zur Insertion der ein- und zweiteiligen Titan- und Keramik-Implantate verwendet werden.

Mehr über diese Champions Produktneuheiten, das MIMI-Protokoll und die Corticalis geführte CNIP-Navigation finden Sie auf der Webseite www.champions-implants.com

Champions-Implants GmbH:

Champions Platz 1, 55237 Florheim, Tel. +49 (0)6734 91 40 80,
Fax +49 (0)6734 10 53, info@champions-implants.com,
www.champions-implants.com