

Champions-Implants

Die erweiterte Champions OP-Box

Champions-Implants hat sein OP-Set um zwei Einbringhilfen für BioWin!-Keramik-Implantate sowie um neue Condenser ergänzt.

Ein- und zweiteilige BioWin!-Keramik-Implantate stehen jeweils in den Durchmessern 4,1, 4,5 und 5,0 mm und den Längen 9, 11 und 13 mm zur Verfügung. Für das Einbringen wird – je nach Implantatdurchmesser – eines der beiden Insertionstools benötigt, die beide dem erweiterten OP-Tray beiliegen.

Besondere Bedeutung kommt beim minimalinvasiven Implantationsprotokoll „Mimi“ den Condensern zu, mit denen ein weicher, spongiöser D3- und D4-Knochen durch laterale Verdichtung in einen D2-Knochen überführt wird. Deshalb können Champions-Implantate auch in einem

weichen Knochen primärstabil inseriert werden. Die Condenser stehen jetzt in den Durchmessern 2,4, 2,8, 3,0, 3,3, 3,8, 4,3 und 5,3 mm zur Verfügung und können zur Insertion der ein- und zweiteiligen Titan- und Keramikimplantate verwendet werden.

Weitere Informationen über diese Produktneuheiten, das Mimi-Protokoll und die Kortikalis geführte CNIP-Navigation sind über die Webseite von Champions-Implants abrufbar. ■

Weitere Informationen:
www.champions-implants.com

